



# ANGEBOTE

DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH  
1. JANUAR - 30. JUNI 2025

KOMPOSIT  
ZEMENT  
ZAHNAUFHELLUNG  
GLASIONOMERE

## STELA - EINE ECHE AMALGAM-ALTERNATIVE

### “AMALGAM-ALTERNATIVE” ODER “KASSENVARIANTE” IST EIN HOHER ANSPRUCH. WIRD ER ERFÜLLT?

Viele Produkte werden als Amalgam-Alternative oder Kassenvariante beworben, halten aber bei Festigkeit, Randschluss und Aushärtungstiefe dem Vergleich nicht stand. Stela ist gezielt als mögliche Amalgam-Alternative formuliert, mit dem Vorteil natürlicher Ästhetik in Kavitäten ohne mechanische Retention. Stela ist in einer Universalfarbe erhältlich, die dank ihres Chamäleon-effekts mit der angrenzenden Zahnschicht harmonisiert.

### SNAP-SET-FESTIGKEIT IN MINUTEN

Bei Füllungsmaterialien dauert das Aushärten bis zur finalen Festigkeit eine gewisse Zeit. Stela ist so formuliert, dass es möglichst schnell sehr fest wird (Snap-Set); nach nur 4 Minuten kann es finiert und poliert werden. Nach dieser initialen Polymerisation erlangt Stela eine anderen Materialien klar überlegene Festigkeit. Amalgam erreicht nur 37 % seiner finalen Festigkeit in 60 Minuten, Stela erreicht 90 % seiner Festigkeit im selben Zeitraum. Dank Snap-Set-Festigkeit minimiert Stela vorzeitiges Versagen in den kritischen ersten 24 Stunden; so sind weniger Termine für Nacharbeiten nötig. Stela ist auch sehr kostengünstig. Eine Kapsel Stela bietet mehr Material als eine Kapsel Amalgam mit 3 Portionen, genug für große Füllungen.

- UNBEGRENZTE AUSHÄRTUNGSTIEFE
- SPALT-FREIER VERBUND
- GERINGER POLYMERISATIONS-STRESS
- 2 EINFACHE SCHRITTE

## DIE ZUKUNFT DER KOMPOSITE



- BPA FREI
- TEGDMA FREI
- HEMA FREI
- BisGMA FREI

### INDIKATIONEN:

- Klasse I
- Klasse II
- Klasse III
- Klasse V
- Stumpfaufbauten
- Unterfüllung oder Liner
- Verschluss von nicht belichtbaren endodontischen Zugangskavitäten



**STELA AUTOMIX INTRO KIT**  
 Stela Automix Intro Kit 8640002  
 1 Stela Automix Spritze 8g  
 1 Stela Primer Flasche 5ml  
 15 Mischkanülen  
 15 Superfeine Points Mikroapplikatoren



**STELA CAPSULE INTRO KIT**  
 Stela Capsule Intro Kit 8640004  
 10 Stela Kapseln  
 1 Stela Primer Flasche 5ml  
 15 Superfeine Points Mikroapplikatoren



# KOMPOSIT

## STELA – die Zukunft der Komposite

### UNBEGRENZTE BULK-FÜLLUNG MIT SICHERHEIT

Stela härtet in allen Tiefen von selbst, es gibt bei der Polymerisation keine Unwägbarkeiten.



**MISCHKANÜLEN GROSSE NACHFÜLLPACKUNG**  
Stela Mischkanülen 8640005  
50 Mischkanülen



**STELA AUTOMIX NACHFÜLLPACKUNG**  
Stela Automix Intro Kit 8640001  
1 Stela Automix Spritze 8 g  
15 Mischkanülen



**10+3\***

**4+1\***



**STELA PRIMER NACHFÜLLPACKUNG**  
Stela Primer Nachfüllpackung 8640006  
1 Stela Flasche 5ml



**STELA CAPSULE NACHFÜLLPACKUNG**  
Stela Capsule Nachfüllpackung 8640003  
50 Stela Kapseln

# UNIVERSALKOMPOSIT

## JETZT NEU! – LUNA 2

Festes Universalkomposit mit verbesserter Verarbeitung und Röntgenopazität sowie leichter Farbanpassung für lebensrechte Ästhetik. Verlässliche mechanische Eigenschaften für exzellente klinische Leistung.



**10+3\***

**4+1\***

### EIGENSCHAFTEN

Fantastisches Handling: klebt nicht, ist standfest, leicht stopf- und modellierbar

BPA-frei für gesundheitsbewusste Patienten

VITA-Farben mit „Logical Shade Matching Technology“ und Chamäleon-Effekt für leichtere und einheitliche Farbauswahl, mit exzellenter Farbstabilität

Hohe Röntgenopazität von 250% Al für deutlichen Kontrast zum angrenzenden Schmelz und Dentin und damit leichte und präzise Röntgendiagnostik

Dentinähnliche Biegefestigkeit für Klasse III-, IV- und V-Füllungen und approximale Kästen

Hohe Druckfestigkeit für okklusale Belastbarkeit bei Klasse I & II und Stumpfaufbauten

Zahnähnliche Opaleszenz und Fluoreszenz für natürliche Resultate



je 4 g Spritze  
in 12 unterschiedlichen Farben

je 20 Complets à 0,25 g  
in 12 unterschiedlichen Farben



# FLOWABLE KOMPOSIT

## JETZT NEU! – LUNA FLOW+LUNA FLOW LV

Extra festes fließfähiges Komposit mit Verschleißbeständigkeit, hoher Röntgenopazität und einheitlicher Farbanpassung. Zwei Viskositäten wählbar, für jede klinische Situation.

**PERFEKT FLIESSFÄHIG.  
PERFEKT STANDFEST.**

Fließt wenn gewünscht, bleibt dann standfest für hervorragendes Handling und zieht keine Fäden  
Sehr hohe Röntgenopazität von 265% Al, exzellente Eignung als röntgenopaktes Unterfüllungs- oder Liner-Material

VITA-Farben mit „Logical Shade Matching Technology“ und Chamäleon-Effekt für leichtere und einheitliche Farbauswahl, mit exzellenter Farbstabilität, perfekt nicht nur für kleine Füllungen, sondern auch für Reparaturen an Provisorien oder Keramiken

Außerordentliche Druckfestigkeit von 421MPa für sehr belastbare Füllungen

Hohe Biegefestigkeit von 128MPa für Klasse V-Füllungen

Zahnähnliche Opaleszenz und Fluoreszenz für natürliche Resultate

Wahlmöglichkeit zwischen regulärer [Luna Flow] und niedriger [Luna Flow LV] Viskosität für jede klinische Situation

**4+1\***

**10+3\***

**BisGMA  
FREI**

**HEMA  
FREI**



je Spritze 2g  
in 12 unterschiedlichen Farben

SDI LUNA 2  
SDI LUNA FLOW  
SDI LUNA FLOW LV  
XB - Extra Bleach

Vita® 0M2

SDI LUNA 2  
SDI LUNA FLOW  
SDI LUNA FLOW LV  
2XB – 2x Extra Bleach  
Vita® 0M1

SDI LUNA  
B – Bleach  
Vita® 0M3



## LUNA 2 MIT RADII CAL CX



12 x 4g Spritze  
Farben nach Wahl

**BisGMA  
FREI**  
**BPA  
FREI**  
**HEMA  
FREI**



12 x Complets à 0,25g  
Farben nach Wahl



**RADII-CAL CX**  
Art.Nr.: 5600110

Im Paket enthalten:

**12 x LUNA 2** Farben nach Wahl  
**1 x RADII-CAL CX**

# ZEMENT

## RIVA CEM AUTOMIX

KUNSTSTOFFMODIFIZIERTER  
GLASIONOMER  
BEFESTIGUNGSZEMENT



2+1

### VORTEILE

Überlegene Haftung (Schmelz & Dentin)

Höchste Biegefestigkeit

Mehr Aufsätze / weniger Abfall im Aufsatz

Beste Langzeit-Ästhetik

Optionales Anpolymerisieren

Nachhaltige Fluoridabgabe

BPA-frei

Farbe: hellgelb

### INDIKATIONEN

Metallkeramik - Kronen & Brücken

Konfektioniert/gegossen Stifte

Metall - Kronen, Brücken, Inlays, Onlays,  
Kieferorthopädische Geräte & Stifte

Keramik (höhere Festigkeit)<sup>1</sup> -  
Kronen, Brücken, Inlays & Onlays

Keramik (niedrigere Festigkeit)<sup>12</sup> - Inlays

### KLINISCHER FALL



1. Ausgangssituation.



2. Riva Cem Automix mit idealer  
Konsistenz nach dem Ausbringen.



3. Einsetzen der Zirkonoxid-Krone.  
Leichte Überschussentfernung  
durch Anpolymerisieren.



4. Fertige Restauration.

Fotos: Dr. Yassine Harichane (FRANKREICH)

MINIMALER  
ABFALL DURCH  
SEHR KURZE  
MISCHKANÜLE

**BPA FREI**

**ÜBERLEGENE HAFTFESTIGKEIT**

**ANPOLYMERISIEREN FÜR LEICHTE ÜBERSCHUSS-ENTFERNUNG**

**NACHHALTIGE FLUORIDABGABE**

**RIVA CEM AUTOMIX SYRINGE KIT**  
2 x 4g Riva Cem Automix Syringe  
16 x Mixing Tips  
Art.-Nr. 8800703

# ZEMENT

## SET / SET PP

SET PP IST EIN DUAL AUSHÄRTENDER,  
SELBSTÄTZENDER, SELBSTHAFTENDER  
KUNSTSTOFFZEMENT.

Spezieller ionglass™ Füllstoff ist ein von SDI entwickeltes, röntgensichtbares, hoch ionenfreisetzendes, reaktives Glas, welches in SDI's gesamter Produktpalette von Dentalzementen verwendet wird. seT PP setzt weitaus mehr Fluoride frei, welche die Remineralisierung der natürlichen Zähne unterstützt.

- seT PP - Selbstadhäsiver Kunststoffzement mit dualer Aushärtung
- Enthält kein Bisphenol A oder HEMA
- Hohe Haftungswerte
- Einfache Entfernung der Überschüsse
- Kein Ätzen notwendig - minimiert postoperative Sensitivitäten
- Härtet in 5 Minuten von selbst aus oder in 20 Sekunden mit einer LED-Härtelampe
- Spezielle ionglass™ Technologie - hohe Fluoridfreisetzung
- Nicht wasserlöslich
- 5 Farben für maximale Ästhetik



5+2\*

HEMA  
FREI

BPA  
FREI



seT PP 2 Spritzen Packung  
2 x 7g Spritzen

Art.Nr. 8805101  
Art.Nr. 8805102  
Art.Nr. 8805103  
Art.Nr. 8805104  
Art.Nr. 8805105

Standart A1  
Universal A2  
Opak hell Gelb OA3  
Weiss/Opak  
Transparent

# ZAHNAUFHELLUNG

# POLA LIGHT

ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM

CREATED BY SOI  
VEGAN POLA  
TIERVERSUCHSFREI  
GLUTENFREI



**POLA LIGHT PACKUNG**  
• 1 Pola LED-Mundstück  
• 4 x 3g POLA DAY  
6% Wasserstoffperoxid  
Zahnaufhellungsgel  
• 1 USB-Ladekabel  
• Gebrauchsanweisung  
Art.-Nr. 7700985

## EIN NEUES ERWEITERTES ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM MIT LED-TECHNOLOGIE

POLA LIGHT ist ein modernes Zahnaufhellungssystem, das die preisgekrönte Aufhellungsformel von POLA mit einem LED-Mundstück für eine schnellere Aufhellungsbehandlung kombiniert.

- POLA LIGHT ist mit POLA DAY Gel erhältlich.
- Schnell wirksam, für weißere Zähne in nur fünf Tagen.
- Formuliert für sichere Entfernung von Langzeitverfärbungen.
- Für zukünftige Zahnaufhellungen voll wiederaufladbar.
- Remineralisation stärkt die Zähne.
- Extra-Hydratisierung minimiert Empfindlichkeit.

**5+1**



# ZAHNAUFHELLUNG

## POLA DAY 6% WASSERSTOFFPEROXYD

### IHR WEG ZU EINEM WEISSEREN, SELBSTBEWUSSTEREN LÄCHELN

Das hochviskose, ph-neutrale Zahnaufhellungsgel ist sehr angenehm in einer individuell erstellten Schiene zu tragen. Durch die Zugabe von natürlich pflegenden Zusatzstoffen wird die Plaquebildung erheblich reduziert und die Remineralisierung unterstützt. Das Auftreten von Sensibilitäten wird gemindert.

**SCHNELLERE AUFHELLUNG** - Pola hat eine der schnellsten und wirksamsten Aufhellungsformeln.

**EFFEKTIVE AUFHELLUNG** - Pola entfernt mit seiner einzigartigen Formel hartnäckigste Verfärbungen.

**VOLLSTÄNDIGE AUFHELLUNG** - Pola hellt dank individueller Schienen die Zähne auch an den Kanten auf.

**3+1**

**Anzuwenden:**  
max. 2 X 30 min/Tag  
oder  
1 X 45 min/Tag



**Art.-Nr. 7700357 - POLA DAY MINI KIT**

- 4 x 1,3g Pola Day Spritzen
- 8 Tips + Zubehör



**Art.-Nr. 7700359 - POLA DAY 10 SPRITZEN KIT**

- 10 x 1,3g Pola Day Spritzen
- Schienenmaterial + Aufbewahrungsdose
- 10 Tips + Zubehör



**Art.-Nr. 7700079 - POLA DAY 50 SPRITZEN DISPENSERKIT**

- 50 x 3g Pola Day Spritzen
- plus Tip einzeln verpackt

# ZAHNAUFHELLUNG

## POLA NIGHT 16% CARBAMIDPEROXYD

### HOCHWIRKSAME AUFHELLUNG FÜR IHRE ZÄHNE

Das hochwirksame Aufhellungssystem Pola ist exklusiv bei geschulten Zahnärzten erhältlich. Sie erhalten dort die für Ihre Mundgesundheit, Ihren Schutz vor Sensibilitäten und Ihr spezielles Zahnprofil geeignete Aufhellungsoption. Das in unserer modernen Produktionsanlage in Australien entwickelte Zahnaufhellungssystem Pola setzt nach wie vor den weltweiten Branchenstandard für Schnelligkeit und Wirksamkeit.

ZEIGEN SIE EIN WEISSERES LÄCHELN

SCHNELLERE AUFHELLUNG

SCHUTZ VOR SENSIBILITÄTEN

**3+1**

**Anzuwenden:**  
Pola Night 16%  
90 Minuten oder  
über Nacht



**Art.-Nr. 7700377 - POLA NIGHT 10 SPRITZEN KIT**

- 10 x 1,3g Pola Night Spritzen
- Schienenmaterial + Aufbewahrungsdose
- 10 Tips + Zubehör



**Art.-Nr. 7700375 - POLA NIGHT MINI KIT**

- 4 x 1,3g Pola Night Spritzen
- 8 Tips + Zubehör



**Art.-Nr. 7700085 - POLA NIGHT 50 SPRITZEN DISPENSERKIT**

- 50 x 3g Pola Night Spritzen
- plus Tip einzeln verpackt

# GLASIONOMERE

## RIVA LIGHT CURE

Lichthärtender, kunststoffverstärkter  
Glasionomer Füllungszement

- Chemische Haftung am Zahn
- Lichtundurchlässige, orangefarbene Spitze verhindert zu frühe Aushärtung



BisGMA  
FREI  
TEGDMA  
FREI  
BPA  
FREI



## RIVA SELF CURE

Selbsthärtender, remineralisierender  
Glasionomer Füllungszement

- Chemische Haftung am Zahn
- Enthält kein BPA oder HEMA
- Exzellent für die minimalinvasive Zahnheilkunde



BPA  
FREI  
TEGDMA  
FREI  
HEMA  
FREI  
BisGMA  
FREI

## RIVA SELF CURE HV

Selbsthärtender, remineralisierender  
Glasionomer Füllungszement  
mit erhöhter Viskosität

- Einfaches Verarbeiten und Modellieren - kein Kleben am Instrument
- Chemische Haftung am Zahn
- Stopfbare Viskosität
- Abrechenbar auch für limitiert kaudruckbelastete Klasse II-Füllungen



RIVA SELF CURE HV



BPA  
FREI  
TEGDMA  
FREI  
HEMA  
FREI  
BisGMA  
FREI

## RIVA LIGHT CURE HV

Lichthärtender, kunststoffverstärkter  
Glasionomer Füllungszement mit  
erhöhter Viskosität

- Einfaches Verarbeiten und Modellieren
- Chemische Haftung am Zahn
- Flexible Bearbeitungszeit
- Klebt nicht am Instrument
- Stopfbare Viskosität
- Abrechenbar auch für limitiert kaudruckbelastete Klasse II-Füllungen



RIVA LIGHT CURE HV



BisGMA  
FREI  
BPA  
FREI  
TEGDMA  
FREI  
HEMA  
FREI  
BisGMA  
FREI

## RIVA SILVER

Quecksilberfreier, selbsthärtender,  
konventioneller Glasionomer  
Füllungszement.

- Chemische Haftung am Zahn • Silber verstärkt
- Keine Schrumpfung • Sehr gute Röntgensichtbarkeit
- Einfache Anwendung • Hohe frühe Druckfestigkeit - perfekt für Kinder und unkooperative Patienten
- Hohe Freisetzung und Erneuerung von Fluoriden
- Großartig für Stumpfaufbauten • Hohe Abriebbeständigkeit
- Hoher Ionenaustausch durch bioaktive, spezielle ionglass™ Technologie
- Hellgraue Farbe - minimale Farbanpassung notwendig



BPA  
FREI  
TEGDMA  
FREI  
HEMA  
FREI  
BisGMA  
FREI



RIVA SILVER

**3+1\***  
ODER  
**5+2\***  
RIVA SELF CURE / HV  
RIVA LIGHT CURE / HV  
RIVA SILVER

[WWW.FACEBOOK.COM/SDI.GERMANY](https://www.facebook.com/sdi.germany)  
[WWW.SDI.COM.AU](http://www.sdi.com.au)  
[WWW.POLAWHITE.COM.AU](http://www.polawhite.com.au)

SDI Germany GmbH  
Deutschland: 0800 1005759  
germany@sdi.com.au

AKTIONEN NUR ÜBER AUTORISIERTEN  
DENTALFACHHANDEL ERHÄLTlich

\*Angebote können nicht kombiniert werden. Angebote gültig vom 1. Jan. – 30. Juni 2025. Beim Kauf von 3 bzw. 5 Packungen einer Ausführung erhalten Sie 1 bzw. 2 weitere Packungen! der gleichen Ausführung oder bei Produkten mit unterschiedlichen Farben die Farbe A3 dazu. WICHTIG: Gemäß §9 GOZ ist der Zahnarzt verpflichtet, Preisnachlässe und Einkaufsvorteile jeglicher Art an den Patienten weiterzugeben. Angebote nur in Deutschland und Österreich gültig. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.

Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Abb. sind Beispiele, Irrtümer vorbehalten. Sie können der Übermittlung dieser Werbung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber SDI Germany GmbH unter: [germany@sdi.com.au](mailto:germany@sdi.com.au) widersprechen

SDI

YOUR  
SMILE.  
OUR  
VISION.